

Pizza Tricolore

16 portions



facile

— jusqu'à 10 Min.



Ingrédients:

Voor het hapje:

La Margherita Classica de Dr. Oetker

125 g de mozzarella

8 tomates cerise

basilic (feuilles)

- 1 Préchauffez le four. Électrique: 220 °C à chaleur tournante : 200°C, au gaz: 5 - 6.
- 2 Décongelez la pizza à température ambiante pendant environ 10 min.
- 3 Sortez la pizza décongelée de son sachet et posez-la sur la grille au milieu du four pour une cuisson de 7 à 8 min.
- 4 Alors que la pizza est dans le four, nettoyez les tomates cerises et coupez-les en deux.
- 5 Préparez 16 cure-dents avec une demie tomate cerise, une boule de mozzarella et une feuille de basilic.
- 6 Coupez la pizza en 16 morceaux avec un emporte-pièce et ajoutez les cure-dents préparé. Savourez!